

# 香りが選べる急速表面除菌スプレー デンタルラピッド<sup>SD</sup>リキッド

アルデヒド非含有

フェノール非含有

## 用途

病院内の医療機器、治療用ユニット、テーブル、レーザー装置、その他備品からハンドピース、タービン及びプライヤー等の手用器具類の表面除菌清掃

## 使用方法

原液を清潔なクロス等に浸み込ませて清拭してください。1分間放置し自然乾燥または清潔なクロスで拭き取ってください。

## 主成分 (溶液100g中)

- エタノール43.0g
- 1-プロパノール8.0g
- デイデシルジメチルアンモニウムクロライド0.055g

## 除菌スペクトル

- B型肝炎ウイルス
- C型肝炎ウイルス
- HIVウイルス
- 結核菌
- 一般細菌
- アデノウイルス
- ノロウイルス
- ロタウイルス



## FRAGRANCE

香り



フラワー



フルーツ



無香料

ナチュラル



- スプレータイプ500ml / 4,400円税抜
- 詰替用500ml / 4,200円税抜
- 携帯用スプレータイプ100ml / 950円税抜
- 補充用1L(ナチュラルのみ) / 7,600円税抜

ご用命

 佐藤歯材株式会社

〒110-0015 東京都台東区東上野1-15-3  
T.03-3833-3986 F.03-3833-3989  
<http://www.satoushuzai.co.jp>

製造元: MUELLER OMICRON DENTAL(ドイツ)



Registered  
ISO 9001:2008/ISO 14001:2004  
ISO 9001/14001 認証取得