



PERIO Tagatose

## SUN438P ペリオ タガトース

体にやさしい天然単糖タガトースを主成分とした歯面清掃・研磨材。

平均粒子径15 $\mu$ mの微細粒子で、歯面を傷つけにくくやさしく清掃します。

### 体にやさしい成分

主成分のタガトースは非う蝕性の天然単糖で、体内で代謝されにくく血糖値上昇を抑える特性があり、糖尿病の患者さんにも配慮した成分です。

### 低研磨でやさしく清掃

平均粒子径15 $\mu$ mの球状微粒子が、歯面を傷つけにくく、やさしく清掃して滑沢に仕上げます。

医院価格	¥5,800
主成分	タガトース
容量	120g
平均粒子径	15 $\mu$ m
pH	6~8

### 【適用部位】

- ・ 歯肉縁上のステイン除去
- ・ 歯肉縁下のバイオフィルム除去
- ・ インプラント周囲の清掃



PERIO Tagatose 粒子  
レーザー顕微鏡 (×150)

TOP Lemon

## SUN435Q TOP レモン

歯肉縁上のプラークや強固なステイン除去に適した歯面清掃・研磨材。

### 高い研磨力で効率的に除去

球状に開発された平均粒子径40 $\mu$ mの炭酸水素ナトリウム粒子を採用。グリシン\*よりも硬く、歯肉縁上のプラークや強固なステインを効率よく除去します。

### 歯面にやさしい粒子設計

粒子を40 $\mu$ mまで細粒化した球状粒子により、歯面に配慮しながら効果的に研磨します。

材質	モース硬度
グリシン	~2
炭酸水素ナトリウム	2.5~3

医院価格	¥5,200
主成分	炭酸水素ナトリウム、香料
容量	300g
平均粒子径	40 $\mu$ m
pH	8.1~8.4
フレーバー	レモン



TOP Lemon 粒子  
レーザー顕微鏡 (×150)

### 【適用部位】

- ・ 歯肉縁上のプラーク除去
- ・ 歯肉縁上のステイン除去



# POWDER GUIDE

		PERIO Tagatose	TOP
品番		438P	435Q
香り		無香料	レモン
成分		タガトース(99%)	炭酸水素ナトリウム(99%)
粒子サイズ		15 $\mu$ m	40 $\mu$ m
pH		6 - 8	8.1 - 8.4
歯	ステインや幼若永久歯	○	○
	エナメル質	○	○
	エナメル質のホワイトスポット	○	—
	象牙質	○	—
歯肉	歯肉	○	—
	舌と口蓋	○	—
修復物	コンポジットレジン	○	—
	グラスアイオノマー	○	—
インプラント	インプラントとその周囲炎	○	—
歯列矯正	ブラケットや歯列矯正装置	○	—



一般的名称：歯面研磨材  
販売名：プリズマン スパークリングスマイルパウダー  
一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X1012200016

製造販売業者：佐藤歯材株式会社 東京都台東区東上野 1-15-3  
TEL/03-3833-3986 FAX/03-3833-3989

佐藤歯材  
LINE  
友だち  
募集中

@961vzfis

QRコード

 佐藤歯材株式会社  
〒110-0015 東京都台東区東上野 1-15-3  
TEL 03-3833-3986 FAX 03-3833-3989  
<https://www.satoushizai.co.jp/>  
製造業者：PRISMAN GmbH (ドイツ)

